

SIERUM REVITAL 30 ml (siero d'urto rivitalizzante)

Morbido fluido che svolge nei riguardi dell'epidermide un'azione idratante, nutriente e rassodante grazie all'elevato contenuto di collagene nativo solubile.

PRINCIPI ATTIVI DEL COLLAGENE:

Collagene Marino (solubile collagen) – Elastina (hydrolyzed elastin)

Trattamento cosmetico d'urto ricco di Collagene Marino ed elastina contro i segni d'invecchiamento della pelle.

Con il passar del tempo le cellule riducono la capacità di rigenerarsi provocando l'invecchiamento prematuro e conseguentemente un invecchiamento precoce della pelle con l'inizio di piccoli traumi che compaiono sotto forma di rughe, flaccidità, mancanza di elasticità e luminosità. Il Collagene Marino e l'elastina hanno delle proprietà filmogene e igroscopiche efficaci nel mantenere una pelle elastica, tonica ed un'idratazione profonda. La parola Collagene deriva dal Greco: Colla – dare vita. Il Collagene è una proteina che incolla e unisce gli elementi cellulari dando origine al processo di formazione dei tessuti. L'elastina è una proteina costituente il tessuto connettivo che è elastica e permette a molti tessuti dell'organismo di tornare alla loro forma originaria dopo essere stati sottoposti a forze di stiramento o di contrazione.

Per rivitalizzazione si intende un insieme di effetti che portano al miglioramento delle generali qualità estetiche della pelle: aumento della luminosità della cute, migliore compattezza della pelle, della texture cutanea ed un'attenuazione delle rughe più profonde. E' un trattamento che serve a reintegrare, a livello del derma, le sostanze assenti o carenti, agisce stimolando i tessuti portandoli al recupero delle loro funzionalità biologiche.

Uno dei preparati più efficaci è il collagene, che agisce stimolando l'auto riproduzione del collagene stesso; veicolato nel derma, si ottiene, produce un progressivo miglioramento dell'aspetto del viso che appare più disteso e riposato ed una pelle più compatta e luminosa mantenendo la giovinezza del viso molto più a lungo..

Sierum Revital mira la sua azione su complessi meccanismi fisiologici che regolano le funzioni biologiche del collagene e dell'elastina, sostanze naturali localizzate sia a livello superficiale della pelle (l'epidermide) che nello strato più profondo (il derma).

SIERUM REVITAL preziosissimo siero anti-età ultraconcentrato, ricco di Collagene ed elastina dona una texture della cute delicata e setosa, ridisegna l'ovale del viso, tonifica la pelle, rigenera le cellule, riduce il colorito spento, donando una luminosità e vitalità alla pelle del viso.

Grazie alle sue proprietà rivitalizzanti, elasticizzanti ed idratanti, Sierum Revital è particolarmente indicato prima e dopo interventi di chirurgia e medicina estetica oltre che al supporto delle più avanzate apparecchiature professionali, nei trattamenti di Elettroporazione.

TRATTAMENTO DI ELETTROPORAZIONE:

- 1 Detergere il viso, collo e decoltè con guanto Silicic Scruber. (Fase di preparazione della pelle)
- 2 Applicare una considerevole quantità di prodotto su viso, collo e decoltè procedendo al trattamento di Elettroporazione, lavorando per 30 minuti. (Fase di penetrazione)

- 3 Applicazione maschera Fango Original Mud per 20 minuti. (Fissa il lavoro di Elettroporazione)
- 4 Applicare Sierum Zone completando con un massaggio.

Questo trattamento attraverso l'elettroporazione permette ai principi attivi di penetrare in profondità in modo non invasivo, ottenendo in una seduta quello che si otterrebbe in un mese di applicazioni giornaliere.